

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. In case of shipping damage, DO NOT use. Contact Carrier/Dealer for further instructions.

**Safety Summary**

To ensure the safe and proper use of the Solace Mattress, these instructions **MUST** be followed:

**⚠ WARNING**

**DO NOT** use this equipment without first reading and understanding this instruction sheet. If you are unable to understand the warnings, cautions and instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel if applicable, before attempting to install this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

**⚠ ACCESSORIES WARNING**

Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.

**Instructions for Use**

1. Remove all packaging before use.
2. Place the Solace mattress directly onto a bed frame.

NOTE: The heavy duty water-resistant cover provides a vapor-permeable, two-way stretch surface, to promote patient comfort and to maximize the effectiveness of the foam core.

NOTE: Apart from bed sheets, where possible avoid the use of additional covers or padding between the patient and the mattress.

NOTE: The inner foams should be regularly inspected. If the cover becomes damaged then the mattress should not be used until a new cover is fitted.

NOTE: When fitting a cover, care **MUST** be taken to ensure that the corners of the foam core are positioned correctly into the corners of the cover.

For more information regarding Invacare products, parts, and services, please visit [www.invacare.com](http://www.invacare.com)

---

## Product Description

The Invacare Solace mattresses offer exceptional pressure reducing qualities, specific to the individual needs of the body. By promoting even weight distribution, it reduces tissue pressure at potentially vulnerable areas.

Weight Capacity for this mattress is 540 lbs.

## Repositioning

It is very important for the patient to reposition themselves, or to be repositioned, on a regular basis. This relieves pressure and helps prevent tissue compression and potential pressure ulcer formation.


## Cleaning and Care

The cover can be wiped down using a solution of neutral detergent and hot water, applied with a single-use wipe, or it can be laundered at 176° F. Cleaning agents containing phenols or alcohols should not be used.

The cover should thoroughly drip-dried before refitted to the mattress. **DO NOT** tumble dry. For heavy soiling, the cover should be laundered at 176° F with a dilute detergent solution.

## Symbols Chart and Label Location

*NOTE: The following symbols chart and label are located near the foot of the mattress.*



**FIGURE I** Symbols Chart and Label Location

---

# LIMITED WARRANTY

**PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.**

This warranty is extended only to the original purchaser who purchases this product when new and unused from Invacare or a dealer. This warranty is not extended to any other person or entity and is not transferable or assignable to any subsequent purchaser or owner. Coverage under this warranty will end upon any such subsequent sale or other transfer of title to any other person.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants the mattress and cover when purchased new and unused to be free from defects in materials and workmanship for five years from the date of purchase from Invacare or a dealer, with a copy of the seller's invoice required for coverage under this warranty. Invacare warrants the control unit when purchased new and unused to be free from defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase from Invacare or a dealer, with a copy of the seller's invoice required for coverage under this warranty. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back cover. Provide dealer's name, address, model number, and the date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will issue a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty days of return authorization date. **DO NOT** return products to our factory without our prior consent. C.O.D. shipments will be refused; please prepay shipping charges.

**LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECTED TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS; PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN INVACARE DEALER, SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.**

**THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THE SOLE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. THE APPLICATION OF ANY IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.**

**THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.**

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

*REMARQUE : Assurez-vous que toutes les pièces sont en bon état. NE PAS utiliser un composant endommagé en cours d'expédition. Communiquez avec l'expéditeur ou le détaillant pour obtenir d'autres instructions.*

**Résumé des consignes de sécurité**

Pour assurer la sécurité et l'utilisation approprié du Matelas Douceur, vous devez **RESPECTER** les instructions suivantes :

**⚠ MISE EN GARDE**

**NE PAS faire fonctionner cet équipement avant d'avoir lu et compris ce feuillet d'instructions. Si vous êtes incapable de comprendre les mises en garde, avertissements et instructions, veuillez contacter un professionnel de la santé, le détaillant ou un technicien, s'il y a lieu, avant d'entreprendre le montage; dans le cas contraire, vous pourriez vous blesser ou endommager l'équipement.**

**⚠ MISE EN GARDE RELATIVE AUX ACCESSOIRES**

Les produits Invacare sont conçus et fabriqués expressément pour une utilisation avec les accessoires Invacare. Invacare n'a pas examiné les accessoires conçus par d'autres fabricants. Ces accessoires ne devraient pas être utilisés avec les produits Invacare.

**Instructions**

1. Retirez tout le matériel d'emballage avant d'utiliser l'article.
2. Déposez le Matelas Douceur (Solace) directement sur le cadre de lit.

*REMARQUE : L'enveloppe robuste et imperméable présente une surface avec extensibilité à double sens afin de rendre le patient confortable et de maximiser l'efficacité de l'âme de mousse.*

*REMARQUE : Lorsque c'est possible, évitez d'insérer des enveloppes ou des coussinets supplémentaires entre le patient et le matelas, et ceci, à l'exception des draps.*

*REMARQUE : Les mousses intérieures requièrent une inspection régulière. Si l'enveloppe devenait endommagée, vous devriez éviter d'utiliser le matelas jusqu'à ce que vous puissiez le couvrir d'une nouvelle enveloppe.*

*REMARQUE : Lorsque vous ajustez l'enveloppe, il faut ABSOLUTMENT prendre soin de bien ajuster les encoignures de l'âme de mousse correctement aux coins de l'enveloppe.*

**Pour de plus amples renseignements concernant les produits, pièces et services d'Invacare, veuillez consulter notre site Internet au [www.invacare.com](http://www.invacare.com)**

---

## Description du produit

Les matelas Douceur (Solace) de Invacare présentent des caractéristiques exceptionnelles de détente de pression qui répondent aux besoins spécifiques du corps. En assurant une répartition uniforme du poids, le matelas allège la pression sur les tissus aux zones potentiellement sensibles.

Capacité pondérale de ce matelas est de 540 lb (245 kg).

## Repositionnement

Il est essentiel que le patient se repositionne lui-même ou qu'on l'assiste à le faire de façon régulière. Cette pratique permet de soulager de la pression et aide à prévenir la compression et le risque d'ulcération des tissus sensibles.


## Nettoyage et entretien

Vous pouvez nettoyer l'enveloppe au moyen d'un chiffon à usage unique trempé dans un détergent léger et de l'eau chaude ou simplement la passer à la lessiveuse dans une eau à une température de 176° F (80° C). Il faut éviter d'utiliser tout agent nettoyant contenant des phénols ou de l'alcool.

Assurez-vous que l'enveloppe soit entièrement égouttée et asséchée avant de la fixer à nouveau sur le matelas. NE PAS sécher par culbutage. Lorsque l'enveloppe est très souillée, passez-la à la lessiveuse dans une eau à une température de 176° F (80° C) en utilisant un détergent dilué.

# Fiche des symboles et emplacement de l'étiquette

REMARQUE : La fiche des symboles et l'étiquette suivantes sont fixées près du pied du matelas.



**⚠ WARNING**

Patient entrapment with bed side rails may cause injury or death. Mattress MUST fit bed frame and side rails snugly to prevent patient entrapment. Follow the manufacturer's instructions. Monitor patient frequently. Read and understand the Owner's/Operator's Manual prior to using this equipment. Invacare manuals are available at [www.invacare.com](http://www.invacare.com) or your dealer.

**⚠ MISE EN GARDE**

Le coincement du patient dans l'espace entre les côtés de lit peut causer des blessures ou la mort. Le matelas DOIT être ajusté au cadre et aux côtés du lit afin d'empêcher que le patient reste coincé. Conformez-vous aux directives du fabricant. Surveillez le patient fréquemment. Lisez et assurez-vous de bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'employer cet équipement. Les manuels Invacare sont disponibles à [www.invacare.com](http://www.invacare.com) ou chez votre concessionnaire.

P/N1163148 Rev A

**ILLUSTRATION I** Fiche des symboles et emplacement de l'étiquette

---

# GARANTIE LIMITÉE

**VEUILLEZ NOTER QUE : LA GARANTIE CI-DESSOUS A ÉTÉ RÉDIGÉE AFIN DE RESPECTER LA LOI FÉDÉRALE APPLICABLE AUX PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.**

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original qui fait l'acquisition auprès d'Invacare ou d'un détaillant de ce produit à l'état neuf et n'ayant jamais été utilisé. Cette garantie n'est transmissible à aucune autre personne ou entité et n'est pas transférable ou assignable à un acheteur ou un propriétaire subséquent. La protection de cette garantie cessera lors de toute vente subséquente ou de tout autre transfert de propriété à toute autre personne.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez jouir d'autres droits qui s'appliquent d'une province à l'autre.

Invacare garantit que le matelas et son enveloppe, achetés neufs et non utilisés, sont sans défaut au niveau du matériel et de la main d'oeuvre pendant cinq ans à compter de la date d'achat de Invacare ou d'un revendeur et une copie de la facture d'achat est requise pour la couverture sous cette garantie. Invacare garantit que ce produit, s'il est acheté neuf et non utilisé, est sans défaut au niveau du matériel et de la main d'oeuvre pendant deux ans à compter de la date d'achat de Invacare ou d'un revendeur et une copie de la facture d'achat est requise pour la couverture sous cette garantie. Si, au cours de la période de garantie, un produit est jugé défectueux, ce produit sera réparé ou remplacé à la discrétion d'Invacare. Cette garantie ne comprend pas la main-d'œuvre ou les frais d'expédition encourus pour le remplacement de pièces ou la réparation dudit produit. La seule obligation d'Invacare et le seul recours selon cette garantie se limitent au remplacement des pièces et/ou à la réparation du produit.

Pour le service au titre de la garantie, communiquez avec le détaillant chez qui vous avez acheté le produit Invacare. En cas d'insatisfaction à l'égard du service au titre de la garantie, écrivez directement à Invacare à l'adresse figurant à la dernière page. Procurez le nom du détaillant son adresse, le numéro du modèle, la date d'achat, indiquez la nature du défaut et, si le produit possède un numéro de série, indiquez-le également.

La société Invacare émettra un autorisation de retour. L'unité ou la pièce défectueuse doit être retournée pour une inspection de garantie avec le numéro de série, s'il y a lieu, comme identifiant dans les trente jours suivant de la date d'autorisation du retour. Ne retournez PAS de produits à notre usine sans autorisation préalable de notre part. Les envois contre remboursement (C.O.D) seront refusés; veuillez prépayer les frais d'envoi.

**LIMITES ET EXCLUSIONS : CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À DES PROBLÈMES DUS À L'USURE NORMALE OU AU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-JOINTES. EN OUTRE, LA GARANTIE SUSMENTIONNÉE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DOTÉS D'UN NUMÉRO DE SÉRIE SI CELUI-CI A ÉTÉ ENLEVÉ OU DÉFIGURÉ; LES PRODUITS SUJETS À DES NÉGLIGENCES, ACCIDENT, MAUVAISE UTILISATION, MAINTENANCE OU STOCKAGE; OU DES PRODUITS MODIFIÉS SANS L'ACCORD ÉCRIT D'INVACARE COMPRENANT, SANS S'Y LIMITER : LA MODIFICATION DUE À L'UTILISATION DE PIÈCES OU RALLONGES NON-AUTORISÉES : LES PRODUITS ENDOMMAGÉS SUITE À DES RÉPARATIONS DE PIÈCES SANS L'ACCORD SPÉCIFIQUE D'INVACARE; LES PRODUITS ENDOMMAGÉS PAR LES CIRCONSTANCES QUI SONT HORS DU CONTRÔLE D'INVACARE; LES PRODUITS RÉPARÉS PAR UNE PERSONNE AUTRE QU'UN VENDEUR INVACARE, UNE TELLE ÉVALUATION SERA UNIQUEMENT DÉTERMINÉE PAR INVACARE.**

**LA GARANTIE EXPRESSE SUSDITE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTABILITÉ À DES FINS PARTICULIÈRES, ET LE SEUL RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE L'UNE DES GARANTIES SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX SELON LES MODALITÉS CONTENUES AUX PRÉSENTES. L'APPLICATION DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUELQUE NATURE QU'ELLE SOIT NE S'ÉTEND PAS AU-DELÀ DE LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE FOURNIE ICI. INVACARE N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES QUELS QU'ILS SOIENT.**

**CETTE GARANTIE DEVRA ÊTRE ADAPTÉE POUR SE CONFORMER AUX LOIS ET AUX RÈGLEMENTS DES ÉTATS / PROVINCES.**



*Yes, you can.*

**Invacare  
Corporation**

[www.invacare.com](http://www.invacare.com)

**USA**  
One Invacare Way  
Elyria, Ohio USA  
44036-2125  
800-333-6900

**Canada**  
570 Matheson Blvd E  
Unit 8  
Mississauga Ontario  
L4Z 4G4 Canada  
800-668-5324

All rights reserved. Trademarks are identified by the symbols <sup>™</sup> and <sup>®</sup>. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.  
© 2009 Invacare Corporation

Part No 1163137

Rev A - 4/09

